

# Instrucțiuni de utilizare

200-3000

## ERGO BRUSH by Wilky Bunyan

Set de perii speciale

Rev. 08/11/2015



Forma originală proiectată de Wilky Bunyan permite o vedere liberă permanentă asupra dinților și menținerea posturii corecte.

Datorită înclinației speciale a capului colorat, puteți roti unealta, iar capătul cu perie va ajunge în toate punctele în care doriți să modelați, să ajustați forme, să colorați, să adăugați material etc.

Ergo-Brush este o unealtă disponibilă în șase dimensiuni, pentru a vă permite să lucrați în mai multe etape.

### CODURI

200-3009 ERGO-BRUSH cu cap de perie Nr. 00  
200-3010 ERGO-BRUSH cu cap de perie Nr. 0  
200-3012 ERGO-BRUSH cu cap de perie Nr. 2  
200-3014 ERGO-BRUSH cu cap de perie Nr. 4  
200-3015 ERGO-BRUSH cu cap de perie Nr. 5  
200-3016 ERGO-BRUSH cu cap de cap de perie Nr. 6

cap roșu  
cap portocaliu  
cap galben  
cap verde  
cap albastru  
cap violet



### IMPORTANT

a.gree srl garantează că produsele sale sunt conforme cu specificațiile produsului. Informațiile din datele tehnice și instrucțiunile de utilizare se bazează pe cunoștințele noastre actuale. Dat fiind că nu putem cunoaște toate modalitățile în care produsele noastre ar putea fi utilizate, și nici în ce condiții, nu ne asumăm nicio răspundere pentru utilizarea materialului în alt scop decât cel căruia acesta îi este destinat. Citiți întotdeauna cu atenție instrucțiunile de utilizare când folosiți o nouă șarjă de material. Ne rezervăm dreptul de a efectua oricând modificări și îmbunătățiri ale prezentului produs și al ambalajului.

Subsemnata, **ȘTEFANA FORGACIU**, traducător autorizat de M. J. cu nr. **37629**,  
certific exactitatea traducerii în limba română, cu textul înscrisului în copie electronică, în limba engleză.

*TRADUCĂTOR* **ȘTEFANA FORGACIU** - *AUTORIZAT* cu nr. **37629**

